



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY UWAGNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ
INSTRUKCJĄ OBSŁUGI
OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA
PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA
Odpowiednie dopasowanie ortozy ma kluczowe znaczenie dla jej prawidłowego działania.

Zastosowanie:

Air Walking Boot zapewnia stabilizację i ochronę w przypadku urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, dołączenia stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia.

Przeciwwskazania:

Komory powietrzne nie powinny być nadmiernie pompowane, może to doprowadzić do podrażnienia skóry. Należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z zaburzeniem czucia lub diabetyków. Należy kontrolować zmiany skórne w przypadku ich wystąpienia należy zmniejszyć poziom powietrza w komorach.

Wyrób nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia owrzodzenia skóry lub otwartych ran. W przypadku wystąpienia odrzucenia lub objawów bólowych w obrębie działania ortozy należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność przy przemieszczaniu się po mokrych lub śliskich powierzchniach. Wszelkie korekty przy korzystaniu z ortozy powinny być konsultowane z fizjoterapeutą lub rehabilitantem. Produkt powinien być stosowany pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego.

Konserwacja:

Wyściółkę należy czyścić gąbką z dodatkiem łagodnego detergentu, unikając nadmiernego przemoczenia. Nie chlorować, nie prać chemicznie, nie wykręcać. Suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła. Suszyć w postaci rozłożonej. Nie prasować. Korpus czyścić wilgotną ściereczką.



Produkt dostępny jest w wersji niskiej i wysokiej.




Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

1. Odepnij pasy a następnie otwórz miękką wyściółkę i umieść delikatnie stopę w bucie zwracając uwagę na prawidłowe położenie pięty. (Rys. 1).
2. Upewnij się ponownie, że stopa jest prawidłowo ułożona. Zapnij rzepy znajdujące się na ścianie wyściółki.
3. Wewnątrz wyściółki mogą być umieszczone dodatkowe elementy, które wypełnią przestrzeń między kończyną a ramą buta zapewniając lepszy komfort użytkowania. (Rys. 3)
4. Umieść panel przedni buta zgodnie z przeznaczeniem. (Rys. 4)
5. Zapnij wszystkie paski dociągowe począwszy od stawu skokowego w górę zapewniając odpowiednią siłę kompresji. (Rys. 5)



Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

6. Ochraniacz palców może zostać dostosowany do różnej długości stopy pacjenta. W celu dopasowania ochraniacza należy przesunąć go ku górze. (Rys. 6) Następnie odblokujeć naciskając jednocześnie oba kołce i przelożyć w jeden z trzech otworów zależnie od potrzeby. (Rys. 7) Po dopasowaniu należy przesunąć ochraniacz do pozycji leżącej. (Rys.8)
7. W celu napompowania komór powietrznych należy przekręcić pokrętko (Rys. 9) w kierunku (inflate), następnie należy kilkakrotnie nacisnąć czarny przycisk pompy do momentu uzyskania odpowiedniej siły kompresji. Zbyt duża kompresja może skutkować niedokrwieniem kończyn.
8. W celu zmniejszenia siły kompresji należy przekręcić przycisk (Rys. 9) w kierunku (deflate), komory powietrzne zostaną opróżnione automatycznie. Zeby przyspieszyć proces opróżniania komór należy nacisnąć i przytrzymać czarny przycisk pompy. (Rys. 10)

UWAGA!



1. Jeśli podczas korzystania z wyrobu pacjent odczuwa nasilający się dyskomfort lub ból w obrębie działania ortozy należy przerwać terapię i skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą.
2. Należy upewnić się że wszystkie pasy są zapięte prawidłowo. Jeśli doszło do sytuacji w której pasy nie mogą być zapięte należy zaniechać użytkowania ortozy.




Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4

Fig.5

1. Untie strap and soft foam liner, position foot carefully into soft foam liner, step heel back. Steady position (Fig. 1).
2. Make sure the ankle is well positioned inside the walker, fasten the hook and loop fasteners of the soft foam liner (Fig.2).
3. You may put pad kits to supplement inner space or between walker frame and soft foam liner if needed (Fig.3).
4. Place front panel in correspondent place (Fig.4).
5. Fasten all the straps from ankle proximal to distal and adjust the straps to comfortable tight.



Fig.6

Fig.7

Fig.8

Fig.9

Fig.10

6. The front toe protector can be adjusted to fit required foot length. To adjust the toe protector, put it in upright position (Fig. 6). Unlock by pressing both ends and adjust it to the required length (Fig. 7) and adjust it to the suitable fixed holes. After adjusting, put the toe protector in the flat position (Fig.8).
7. To inflate aircell, turn the button (Fig. 9) towards the indicated "inflate" direction until it is tight, then press the black pump button (Fig. 10) to inflate air until aircell feels snug. Stop inflating while uncomfortable compression felt. Heavy compression may reduce blood circulation.
8. To deflate aircell, turn the button (Fig. 9) towards indicated "deflate" direction until it is tight, the aircell will deflate automatically. To accelerate aircell deflating, press the black pump button (Fig. 10).

CAUTION!

1. If discomfort or pain results, persists or increases, discontinue to use and consult with medical professional.
2. Make sure the hook and loop fasteners are well fastened while wearing the product. If the hook and loop fasteners can not be fastened well, stop using the product to prevent injuries.

WASHING INSTRUCTIONS:

- Remove foam liner for hand wash, using a mild detergent and cold water, air dry. Do not wash in washing machine or in mechanical dryer.
For plastic components, clean with a damp cloth, air dry. Do not use detergent or bleach.

Qmed®

Orteza niska/ Short brace	S	M	L	XL
Wysokość/ High (cm)	19.5	21.5	22.5	25
Wkładka/ Sole (cm)	27	29	30.5	32
Waga/ Weight (kg)	0.8	0.93	1.05	1.40

Orteza wysoka/ High brace	S	M	L	XL
Wysokość/ High (cm)	33	37	39	41
Wkładka/ Sole (cm)	26.5	28.5	30	32
Waga/ Weight (kg)	1.00	1.16	1.32	1.76



Wytwórca/Manufacturer :
mdh sp. z o.o.
ul. Tymienieckiego 22/24
90-349 Lodz, Poland
tel: (0048) 42 212 32 08 fax: (0048) 42 674 04 99 www.mdh.pl
<http://www.qmedinfo.pl>

